

decotric Profi-Einseitkleber

Lösungsmittelfreier Einseitklebstoff mit kurzer Ablüftezeit - klebstark und geruchsarm.

Anwendungsbereich: *decotric Profi-Einseitkleber* eignet sich zum Verkleben von PVC-/CV-Belägen in Bahnen und Fliesen, Teppichböden mit unterschiedlicher Rückenausstattung, sowie Nadelfilz. (Verklebt auch PVC auf PVC)

decotric Profi-Einseitkleber ist für Belastungen durch Stuhlrollen nach DIN 68131 und für Estriche mit Fußbodenheizung geeignet.

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Kunststoffdispersion, Calciumcarbonat, Naturharz-ester	
pH-Wert:	8 - 9	
Dichte:	ca. 1,30 g/cm ³	
Verbrauch:	Zahnung A2:	300 - 350 g/m ²
	Zahnung B2:	350 - 450 g/m ²
GISBAU GISCODE:	D 1	
GEV-EMICODE:	EC 1 – sehr emissionsarm	

Untergrundvorbehandlung: Der Untergrund muß den Anforderungen der DIN 18365 entsprechen. Er muß tragfähig, dauer trocken, rißfrei und frei von Trennmitteln sein. Unebenheiten mit *AKAPLAN Fußbodenausgleichsmasse* oder *AKAFLEX Holzbodenausgleichsmasse* ausgleichen. Stark saugende und sandende Untergründe mit *decotric Tiefengrund LF* grundieren.

Verarbeitung: *decotric Profi-Einseitkleber* mit einem Zahnspachtel gleichmäßig auf den Untergrund auftragen.
Für PVC- Beläge und Teppichböden mit Planschaumrücken einen Zahnspachtel mit der Zahnung A2 verwenden.
Bei Teppichböden mit synthetischen Zweitrücken, Juterücken und Nadelfilz empfehlen wir eine Zahnspachtel mit der Zahnung B2.

Den Bodenbelag nach kurzer Ablüftezeit in das Kleberbett einlegen. Die Ablüftezeit beträgt je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, der Temperatur und Luftfeuchtigkeit ca. 10 - 20 Minuten. Bei nicht saugfähigen Untergründen beträgt die Ablüftezeit je nach Umgebungsbedingungen ca. 30 Minuten. Die Verlegerichtlinien der Belagshersteller sind zu beachten.
Ein Verschweißen von PVC-Belägen ist nach 24 Stunden möglich.

Kleberrückstände sofort mit Wasser entfernen.
Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Nicht unter + 10° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten!

Lagerung: Kühl, aber frostfrei lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!

Artikel-Nr.: 097

Gebindegrößen:

PE-Dose	à 750 g
PE-Eimer	à 3 kg
PE-Eimer	à 5 kg
PE-Eimer	à 10 kg
PE-Eimer	à 18 kg